

# TABLE OF CONTENTS

<b>Dispositivo para Otras Terapias</b> .....	2
Gastroenterología .....	2
Neurología o Cardiovascular .....	3
Oncología .....	4
Terapia de Infusión .....	5

# DISPOSITIVO PARA OTRAS TERAPIAS

## GASTROENTEROLOGÍA

### SONDA DE GASTROSTOMÍA



Dispositivo diseñado para la administración enteral prolongada en pacientes con dificultades para la ingesta oral, facilitando la nutrición, el suministro de medicamentos y la descompresión gástrica.

La **Sonda de Gastrostomía** es un dispositivo médico quirúrgico fabricado con **100% silicona de grado médico**, proporcionando biocompatibilidad y confort al paciente. Su diseño minimiza el traumatismo durante la inserción y facilita el flujo de alimentación a través de su punta redonda y abierta.

#### Presentación del Producto

□ **Empaque:** Caja con 5 unidades.

[Lee mas](#)

**SKU:** N / A

# NEUROLOGÍA O CARDIOVASCULAR

## PARCHES DE PERICARDIO BOVINO



Dispositivo biocompatible diseñado para la reparación de estructuras cardiovasculares, incluyendo válvulas, aneurismas ventriculares, cierre y reconstrucción del pericardio, así como cobertura de prótesis y refuerzo de tejidos en cirugías cardiovasculares.

Los **Parches de Pericardio Bovino** están diseñados para facilitar la reconstrucción y refuerzo de tejidos en procedimientos cardiovasculares, neurológicos y de cirugía general. Su flexibilidad y resistencia los hacen ideales para la reparación de aneurismas, valvuloplastias, cierre de defectos septales y refuerzo del pericardio tras cirugías de corazón abierto.

### Presentación del Producto

□ **Empaque:** Individual, un parche por unidad.

[Lee mas](#)

**SKU:** N / A

# ONCOLOGÍA

## AGUJA TIPO HUBER DE SEGURIDAD



Dispositivo diseñado para la infusión segura de fluidos medicinales en pacientes con puerto de infusión subcutánea, ofreciendo una administración eficiente y reduciendo riesgos de contaminación o perforaciones accidentales.

La **Aguja Tipo Huber de Seguridad** es un dispositivo estéril utilizado en la administración de medicamentos en pacientes con acceso vascular implantado, como puertos subcutáneos para quimioterapia o terapia del dolor.

### Presentación del Producto

□ **Empaque:** Individual, en caja de 100 unidades.

[Lee mas](#)

**SKU:** N / A

## AGUJA TIPO HUBER SENCILLA

Dispositivo diseñado para la infusión o inyección de fluidos medicinales en pacientes con puerto de infusión subcutánea, facilitando la administración segura y efectiva de terapias oncológicas y paliativas.

La **Aguja Tipo Huber Sencilla** es utilizada en la administración de medicamentos en pacientes con acceso vascular implantado, como puertos subcutáneos para quimioterapia o tratamiento del dolor crónico.



### Presentación del Producto

□ **Empaque:** Individual, en caja de 100 unidades.

[Lee mas](#)

**SKU:** N / A

# TERAPIA DE INFUSIÓN

## KIT CATÉTER VENOSO CENTRAL (CVC)



Dispositivo diseñado para controlar la presión venosa central, facilitar la infusión de soluciones, la administración de fármacos y la toma de muestras de sangre en pacientes en unidades de cuidados intensivos.

El **Kit Catéter Venoso Central (CVC)** es un dispositivo médico utilizado en terapia de infusión en entornos críticos, asegurando una administración precisa de fluidos y medicación intravenosa en pacientes que requieren monitoreo avanzado.

### Presentación del Producto

□ **Empaque:** Individual, caja con 10 unidades.

[Lee mas](#)

**SKU:** N / A

# INDEX

## **A**

Aguja Tipo Huber de Seguridad 3

Aguja Tipo Huber Sencilla 3

## **K**

Kit Catéter Venoso Central (CVC) 4

## **P**

Parches de Pericardio Bovino 2

## **S**

Sonda de Gastrostomía 1